

DURCHFÜHRUNG

- 1 Baue das erste Ventil ein
- 2 Starte eine neue Messreihe im Messprogramm
- 3 Verschließe das Ventil mit einem Finger
- 4 Fülle die Messröhre bis über den obersten Ring
- 5 Stelle den Messbecher unter das Ventil
- 6 Entferne den Finger und nutze das Messprogramm um die Zeit zwischen den Segmenten zu stoppen
- 7 Wiederhole das Experiment mit umgekehrtem Ventil, und dann für die anderen Ventile



SCHRITT 2